

## PS3J100

### ジョイスティックユニット



接続可能コントローラ： ProScanⅢコントローラ V31シリーズ  
OptiScanⅢコントローラ ES11

サイズ： 137mm(W) × 243mm(L) × 71mm(H)

主な特長： 液晶画面上の座標情報表示  
左右のホイール操作によるX、Y、Z、各軸の微調整  
ジョイスティックの傾きと、XYステージ移動速度の連動  
絶対座標モード、相対座標モード、測定モードの切り替え  
XYZ 各軸移動速度切り替え(3段階 または ユーザー設定)  
X、Y、Z、各軸の移動方向変更  
フィルターホイール(3台)、シャッター(3台)、  
Lumen Pro(200Wメタルハライド光源)の操作  
操作が楽なエルゴノミックデザイン

税込価格： 105,840円(税抜 98,000円)