

ダイレクトカップリングキット



ダイレクトカップリングキットは、プライアー製フォーカスドライブのオプションパーツです。オルダムカップリング方式で顕微鏡フォーカスノブに連結しますので、従来のラバーパッド押し当てに比べて、安定した動作を長期間保つことができます。



顕微鏡側



フォーカスドライブ側


顕微鏡側（写真左）とフォーカスドライブ側（写真右）にそれぞれパーツを取り付け、それらを組み合わせてはめ込みます（写真下）。



ダイレクトカップリングキット

ダイレクトカップリングキット構成パーツ

(写真は“H122KBIX”です。製品により、パーツの構成は異なります。)



顕微鏡別ダイレクトカップリングキット一覧

顕微鏡名		製品番号	税抜定価
オリンパス	IX51、IX53、IX71、IX73、BX41、BX43、BX51、BX53、BX51WI、GX51、GX71、MX61、MX61L	H122KBIX	¥38,000
ニコン	Ti2、TS2R、Ti	H122KN2K	¥38,000
	TE2000	H122KN2K	
	ECLIPSE Ni / Ci	H122KNC	
	ECLIPSE LVシリーズ	H122KON	
	ECLIPSE 50i / 80i / MA200、AZ100ステージ 上下ノブ	H122KNI	
	ECLIPSE FN1		
ライカ	DM4000、5000、6000、DMI3000B、4000B、5000B、6000B	H122KLC	¥38,000
	DM2000、DM2500		
	DMR、DMIR		

プライアー・サイエンティフィック株式会社

103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-7-10

茅場町第三長岡ビル 10F

電話：03-5652-8831

電子メール：info-japan@prior.com

http://www.priorjp.co.jp