

ジョイスティックユニット PS3J100

液晶画面には、XYZ各座標情報が表示されます。

XYステージ操作用ジョイスティック
大きく傾けると速く、小さく傾けると
ゆっくり移動します。

左右のホイールは、X,Y,Zの微調整、
フィルターホイールの回転が行えます。

疲れを軽減する
エルゴノミックデザインと
手のひらパッド

パネル上のボタンにより、XYZのスピード切り替え、
絶対座標、相対座標、移動距離の表示切り替え、
フィルターホイール、シャッター、など様々な操作が行えます。

接続可能コントローラ： ProScanⅢコントローラ V31シリーズ
OptiScanⅢコントローラ ES11

サイズ： 137mm(W) × 243mm(L) × 71mm(H)

主な特長： 液晶画面上の座標情報表示

左右のホイール操作によるX、Y、Z、各軸の微調整

ジョイスティックの傾きと、XYステージ移動速度の連動

絶対座標モード、相対座標モード、測定モードの切り替え

XYZ 各軸移動速度切り替え(3段階 または ユーザー設定)

X、Y、Z、各軸の移動方向変更

フィルターホイール(3台)、シャッター(3台)の操作

操作が楽なエルゴノミックデザイン

税抜定価： 98,000円

プライアー・サイエンティフィック株式会社

103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-7-10

茅場町第三長岡ビル 10F

電話：03-5652-8831

電子メール：info-japan@prior.com

http://www.priorjp.co.jp

ジョイスティックユニット CS152DP

XYステージ操作用ジョイスティック
大きく傾けると速く、小さく傾けると
ゆっくり移動します



右側ホイールでZ軸操作

装置にも組み込みやすい
シンプルでコンパクトな作り

接続可能コントローラ： ProScanⅢコントローラ V31シリーズ

OptiScanⅢコントローラ ES11

サイズ： 135mm(W) × 197mm(L) × 80mm(H) *高さ(H)は、ヨークの最上部までを含む

主な特長： ジョイスティックの傾きと、XYステージ移動速度の連動

付属機能を最小限にし、コンパクト化

税抜定価： 74,500円

プライアー・サイエンティフィック株式会社

103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-7-10

茅場町第三長岡ビル 10F

電話：03-5652-8831

電子メール：info-japan@prior.com

http://www.priorjp.co.jp