

## ダイレクトカップリングキット



ダイレクトカップリングキットは、電動フォーカスドライブ PS3H122R のオプションパーツです。オルダムカップリング方式で顕微鏡フォーカスノブに連結しますので、標準のラバーパッド押し当て方式に比べて、安定した動作を長期間保つことができます。



顕微鏡側



フォーカスドライブ側



顕微鏡側とフォーカスドライブ側に取り付けたカップリングパーツを組み合わせます。

## ダイレクトカップリングキット

ダイレクトカップリングキット構成パーツ  
(写真は“H122KBIX”です。製品により、パーツの構成は異なります。)



### 顕微鏡別ダイレクトカップリングキット一覧

顕微鏡名		製品番号	税抜定価
オリンパス	IX51、IX53、IX71、IX73、BX41、BX43、BX51、BX53、BX51WI、GX51、GX71、MX61、MX61L	H122KBIX	¥44,000
ニコン	Ti2, TS2R, Ti	H122KN2K	¥44,000
	TE2000	H122KN2K	
	ECLIPSE Ni / Ci	H122KNC	¥48,000
	ECLIPSE LVシリーズ	H122KON	¥48,000
	ECLIPSE 50i / 80i / AZ100ステージ上下ノブ	H122KNI	¥48,000
ECLIPSE FN1			
ライカ	DM4000, 5000, 6000, DMI3000B, 4000B, 5000B, 6000B	H122KLC	¥44,000
DM2000, DM2500			
DMR, DMIR			

## プライアー・サイエンティフィック株式会社

103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-7-10 茅場町第三長岡ビル 10F  
03-5652-8831 | info-japan@prior.com | http://www.priorjp.co.jp