


## 電動フィルターホイール、シャッターユニット



### 製品特長

- ・ 高速なフィルター切り替え（隣接するフィルターへは 55mS の速度で切り替え）
- ・ フィルター径 25mm では 10 枚、32mm では 8 枚の装着が可能
- ・ 主要顕微鏡に対応した、取付アダプタをご用意
- ・ ProScanIII コントローラから、Prior 製電動ステージやフォーカスドライブとの一体制御が可能
- ・ シャッターユニットを取り付けることができ、  
フィルターホイールと共に制御可能
- ・ シャッターは最速 40Hz で動作  
(1 回の開閉動作にかかる時間は 10mS)



シャッターユニット

### オプション製品

- ・ IR/ND フィルター取付用デュアルスライドインフィルターホルダー
- ・ 各社顕微鏡対応 取付アダプタ（対応機種は裏面参照）



スライドイン  
フィルターホルダー

## 電動フィルターホイール、シャッターユニット

### 電動フィルターホイール、シャッターユニット

#### 25mm径フィルター用

製品名	概要
HF110	フィルターホイール 25mm径フィルター10個搭載、専用スタンド付き
HF200HT	耐熱ハイスピードシャッター(励起) フィルターホイール(HF110A)に取り付けて使用
HF202HT	耐熱ハイスピードシャッター(励起) スタンドアロンタイプ

#### 32mm径フィルター用

製品名	概要
HF108	フィルターホイール 32mm径フィルターを8個搭載
HF201HT	ハイスピードシャッター(励起) フィルターホイール(HF108A)に取り付けて使用
HF204HT	ハイスピードシャッター(励起) スタンドアロンタイプ

### オプション

#### アダプタ取付用マウント


製品名	概要
HF207	接続用Cマウント ※このHF207に、下記表「顕微鏡別アダプタ」内の該当するアダプタを取り付けてください。

#### 顕微鏡別 取付アダプタ

顕微鏡名		製品名
ニコン	Eclipse、Ti シリーズ	HF220
オリンパス	BH シリーズ	HF230
	BX、IX、AX シリーズ	HF235
ライカ	DM シリーズ	HF215

#### 寸法

- A: 光軸高さ  
 スタンドあり 34mm~540mm  
 スタンドなし 28mm
- B: ユニットの幅  
 HF110 141mm  
 HF108 159mm
- C: スタンドの幅  
 HF110 179mm  
 HF108 195mm
- 重量 : 3.2kg (フィルターホイール)



## プライアー・サイエンティフィック株式会社

103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-7-10  
 茅場町第三長岡ビル 10F  
 電話 : 03-5652-8831  
 電子メール : info-japan@prior.com  
 http://www.priorjp.co.jp