

## Optiscan III コントローラ ES11

Optiscan III コントローラは、コンパクトでコストパフォーマンスに優れた XYZ コントローラです。



本体正面



本体背面

### 製品概要

外 寸：212mm(幅) x 120mm(奥行) x 55mm(高さ)

重 量：550g

接 続：RS232 または USB

対応機器：ステージ Optiscan III 正立顕微鏡用 ES111

Optiscan III 倒立顕微鏡用 ES107

※ProScan III ステージは対応していません

フォーカスドライブ PS3H122R

ジョイスティックユニット CS200シリーズ

### 対応画像処理ソフトウェア例

- Andor IQ (アンドール・テクノロジー)
  - cellSens<sup>®</sup> Dimension (オリンパス)
  - OLYMPUS Stream<sup>®</sup> Motion (オリンパス)
  - NIS-Elements (ニコン)
  - HCIImage (浜松ホトニクス)
  - WinROOF (三谷商事)
  - LuminaVision (三谷商事)
  - MetaMorph<sup>®</sup> (モレキュラーデバイス)
- (会社名五十音順 敬称略)

## プライアー・サイエンティフィック株式会社

103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-7-10 茅場町第三長岡ビル 10F  
03-5652-8831 | info-japan@prior.com | <http://www.priorjp.co.jp>