

## ProScan ステージ H101 LV シリーズ用



H101 シリーズは、高精度の ProScan III を代表する正立顕微鏡用電動ステージです。エンコーダの有無、ボールねじのピッチ、モーターステップ数から、最適な仕様をお選びいただけます。

### 性能・特長

- 動作範囲：114mm x 75mm
- 繰り返し精度： $\pm 0.7 \mu\text{m}$
- 分解能： $< 0.04 \mu\text{m}$
- Sカーブ式のステージ加速
- プライアー製ステージ位置制御システム、IST 搭載（特許取得済み）

### ニコン社製ソフトウェア

NIS-Elements 対応

- Advanced Research
- Basic Research
- Documentation

その他对応画像処理ソフトウェア例

- Andor IQ（アンドール・テクノロジー）
- cellSence<sup>®</sup>, FLUOVIEW<sup>®</sup> など（オリンパス）
- WinROOF, LuminaVision, e-Tiling（三谷商事）
- MetaMorph<sup>®</sup>（モレキュラーデバイス）

※社名五十音順 敬称略



HEP4NLV

## ProScan ステージ H101 LV シリーズ用

製品番号		H101NLV	H1P1NLV	H1P4NLV	HE01NLV	HEP1NLV	HEP4NLV	
対応顕微鏡		LV100ND/DA-U/D, LV150/N/NA/A						
性能	繰り返し精度*1 (実力値)	$\mu\text{m}$	+/-2.2 (1.3)	+/-2.0 (1.0)	+/-2.0 (0.9)	+/-1.5 (0.8)	+/-1.5 (0.8)	+/-1.5 (0.6)
	繰り返し精度*2 (実力値)	$\mu\text{m}$	+/-0.7 (0.2)			+/-0.7 (0.2)		
	分解能	$\mu\text{m}$	0.04	0.02	0.01	0.04	0.02	0.01
	移動速度 (最大)	$\text{mms}^{-1}$	40 (100)	20 (50)	15 (25)	40 (100)	20 (50)	15 (25)
共通仕様	動作範囲	mm	114 x 75					
	耐荷重	Kg	10					
	重量	Kg	約 3.5					
個別仕様	エンコーダ	-	なし			あり、分解能 0.1 $\mu\text{m}$		
	ボールねじピッチ	mm	2	1		2	1	
	モータタイプ	ステップ数	200		400	200		400

各性能値は 3 $\sigma$  (全測定値の約 99.7%)、実力値は全測定値の 80% 強の値を表します

\*1 測定点から、プラス、マイナスの両方向に動いた時の繰り返し精度

\*2 測定点から、プラス、あるいはマイナスの単一方向に動いた時の繰り返し精度

システム構成例		標準システム		エンコーダ搭載高精度システム	
		製品番号	税抜定価	製品番号	税抜定価
XY	電動ステージ	H101NLV	¥1,325,000	HEP4NLV	¥1,800,000
	コントローラ	V31XYZE	¥690,000	V31XYZE	¥690,000
	ジョイスティック	CS200XY	¥73,000	CS200XY	¥73,000
	アルミプレート*	H230	¥33,000	H230	¥33,000
XY合計 (税抜)		¥2,121,000		¥2,596,000	
Z	フォーカスドライブ	PS3H122R	¥186,000	PS3H122R	¥186,000
	フォーカススリーブ	H2531	¥45,500	H2531	¥45,500
	ダイレクトカップリングキット	H122KON	¥48,000	H122KON	¥48,000
	ジョイスティック	CS200Z	¥73,000	CS200Z	¥73,000
XYZ合計 (税抜)		¥2,473,500		¥2,948,500	

\* スライド、ディッシュ、ウェルプレートなど多様なサンプルホルダーをご用意しております (税抜 29,000 円~ 168,000 円)

## プライアー・サイエンティフィック株式会社

103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-7-10 茅場町第三長岡ビル 10F  
03-5652-8831 | info-japan@prior.com | http://www.priorjp.co.jp