


Improve your efficiency with the
Prior SL160








Slide Loader

SL160は、スライド観察
生産性向上のお役に立つ
新設計のスライドローダー
です。

ユーザー様の使いやすさ
を追求し、安全・スムーズ
にスライドを自動で搬送。
SDKを用いて、お手持ちの
スライド観察ソフトウェア
への組み込みも可能です。



特長

-  最大160枚のスライドを搭載
-  世界の主要顕微鏡メーカーの正立顕微鏡に対応
-  スライドは専用ホルダに装着して搬送する安全性
-  スライド観察に関わる手間と作業時間を大幅に短縮
-  ソフトウェア開発キット (SDK) もございます
-  お手持ち機器との組み合わせも可能
-  スキャン時間は約60秒 (15mm×15mm、20倍)
ステージへの搬送約10秒、プレビュー15秒



PRIOR[®] プライアー・サイエンティフィック株式会社
Scientific



製品の詳しい情報は右のQRコード、もしくは弊社ウェブサイトでもご覧いただけます。

製品価格

SL160 スライドローダー

76 x 26mm のスライドを最大160枚自動観察

スライドローダー専用XYステージ	スライドローダー専用XYステージ OpenStand 対物2穴	スライドローダー専用XYステージ OpenStand 対物6穴
¥7,942,000	¥11,572,000	¥11,902,000
¥7,220,000	¥10,520,000	¥10,820,000

製品	製品番号	概要	税抜定価 (円)	税込定価 (円)			
スライドローダー	SL160	スライドローダー 同梱品: HH360 スライドホルダー (76 x 26 mm x 4枚/ホルダー) x 40枚 HH338 ホルダーラック (HH360を20枚収納) x 2個 ProScan 6軸コントローラ	4,800,000	5,280,000	1	1	1
電動ステージ	H101P2SLV2	SL160スライドローダー専用ステージと搬送アーム	2,300,000	2,530,000	1	1	1
	H101E2SLV2	SL160スライドローダー専用ステージと搬送アーム (エンコーダ付きステージ)	2,800,000	3,080,000	○	○	○
OpenStand	H275OSMSLV2	SL160用OpenStand 電動2穴対物レンズ台座 LED明視野照明 ProScanIIIコントローラ3軸拡張ボックス	3,300,000	3,630,000		1	
	H275OSMSLV6	SL160用OpenStand 電動6穴対物レボルバ LED明視野照明 ProScanIIIコントローラ3軸拡張ボックス	3,600,000	3,960,000			1
	H275OSMFPSLV2	SL160用OpenStand 電動2穴対物レンズ台座 蛍光6タレット カメラマウント ProScanIIIコントローラ3軸拡張ボックス	5,200,000	5,720,000		○	
	H275OSMFPSLV6	SL160用OpenStand 電動6穴対物レボルバ 蛍光6タレット カメラマウント ProScanIIIコントローラ3軸拡張ボックス	5,500,000	6,050,000			○
その他のオプションパーツ	HH239	スライド装着・脱着治具 76 x 26mm スライドをHH360ホルダーに装着・脱着	120,000	132,000	1	1	1
	HH338	SL160専用スライドホルダーラック単品 (HH360スライドホルダーを20枚収納)	220,000	242,000			
	HH360	SL160専用スライドホルダー単品 (76 x 26mm x 4枚)	20,000	22,000			

取り付け可能な顕微鏡 プライアー OpenStand
 オリンパス BX63
 カールツァイス AxioImager2
 ニコン Ni
 ライカ DM6
 ※各種取り付けキットは近日発売予定です (プライアー OpenStand を除く)。